


nano-timer


Notice


- version : 3.8.8




- open folder 시 사진처럼 보이게

 .vscode

 dnaDrop4


 nano-custom

 nano-modify-venv\Lib\site-packages

Nano-Timer 실행

- Run `.nano-custom/nano-timer/main.py`
- CSV 파일 저장 경로 `.nano-custom/nano-timer/data`

GUI



- 전체 화면으로 보기 가능
- Timer 중간에 Stop 가능

Signal_graph

data0, data1은 아날로그 입력에서 측정된 sin파 데이터

- data0: 첫 번째 채널(channel 0)에서 측정된 sin파 데이터
- data1: 두 번째 채널(channel 1)에서 측정된 sin파 데이터